

Accoudoirs de toilette

Ces directives sont fournies à titre indicatif seulement. Utilisez ce produit en vous conformant aux instructions de votre fournisseur de soins médicaux.

À quoi servent les accoudoirs de toilette?

Les accoudoirs de toilette sont constitués d'un cadre de métal installé autour de la toilette. Ils peuvent servir d'appui à une personne qui s'assoit sur le siège ou s'en relève (Figure 1).

Comment installer les accoudoirs de toilette? (Figure 2)

1. Retirez le siège, le couvercle et les pièces de fixation qui sont déjà installés sur la cuvette.
2. Placez le support de fixation des accoudoirs sur la surface plane de la cuvette et alignez les trous. Le tube du support doit être placé vers l'arrière, près du réservoir de la toilette.
3. Replacez le siège de la toilette et faites passer les boulons dans les trous du support de fixation et dans ceux de la toilette. Replacez et serrez les écrous.
4. Insérez les cadres latéraux dans le support de fixation. Enfoncez les boutons à pression et faites glisser les cadres latéraux jusqu'à la position souhaitée.
5. Sur les modèles munis de pieds réglables, réglez la hauteur des accoudoirs en enfonçant les boutons à pression et en faisant glissant les pieds vers le haut ou vers le bas jusqu'à la hauteur souhaitée.

⚠ AVERTISSEMENT Assurez-vous que les boutons à pression ressortent complètement des trous de réglage situés sur les pieds.

Comment utiliser les accoudoirs de toilette?

⚠ AVERTISSEMENT Les personnes dont les capacités physiques sont limitées devraient être supervisées ou se faire aider lorsqu'elles utilisent les accoudoirs de toilette.

⚠ AVERTISSEMENT Les accoudoirs de toilette sont conçus pour fournir un appui et accroître la stabilité. Ils ne sont pas conçus pour supporter tout le poids d'une personne.

⚠ AVERTISSEMENT Avant l'utilisation, vérifiez si l'accoudoir est bien fixé.

- Pour vous asseoir sur le siège ou vous remettre debout, saisissez fermement la partie avant des cadres latéraux et poussez dessus.

Entretien des accoudoirs de toilette

- Les accoudoirs de toilette peuvent être nettoyés à l'aide de produits de nettoyage doux. N'utilisez pas de poudres abrasives ni de tampons à récurer.
- N'utilisez pas de solvants comme de l'acétone, du diluant à peinture-laque ou de la térébenthine.

Veillez vous assurer que les appareils sont propres et en bon état lorsqu'ils sont rendus à la Croix-Rouge.



Figure 1 : Boutons de réglage sur les pieds des accoudoirs



Cadres latéraux

Figure 2 : Installation